INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Poduszka masująca

Model M90126

UWAGA

Nie używaj poduszki dłużej niż 15 minut w jednej sesji. Osoby z chorobami serca, nowotworami, kobiety w ciąży i osoby z rozrusznikiem serca nie powinny jej używać. Nie używaj w wilgotnych miejscach i nie dopuszczaj do kontaktu z wodą.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Elektryczna poduszka masująca z funkcją ogrzewania, do masażu pleców, karku i lędźwi w domu, biurze i samochodzie. Wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Porażenie prądem:** wilgoć, woda, uszkodzony przewód.
- **Przegrzanie i oparzenia:** zbyt długa sesja, ogrzewanie przy osłabionym czuciu.
- **Zagrożenie zdrowotne:** choroby serca, rozrusznik serca, ciąża, nowotwory.
- **Pożar:** pozostawienie podłączonej poduszki bez nadzoru, uszkodzenie ostrymi przedmiotami.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Przed użyciem sprawdź poduszkę i przewód; przy nieprawidłowym działaniu przerwij i skontaktuj się z dostawcą.
- Przy wątpliwościach zdrowotnych skonsultuj stosowanie z lekarzem.
- Sesja maksymalnie 15 minut.
- Używaj w suchym miejscu, z dala od wody.
- Po użyciu odłącz zasilanie.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** używania dłużej niż 15 minut w jednej sesji.
- **ZAKAZ** używania przez dzieci.
- **ZAKAZ** używania przez osoby z chorobami serca, nowotworami, rozrusznikiem serca i kobiety w ciąży.
- **ZAKAZ** używania w łazience i wilgotnych miejscach.
- **ZAKAZ** ciągnięcia za przewód zasilający i używania z uszkodzonym przewodem.
- **ZAKAZ** używania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Przygotowanie:** Sprawdź stan poduszki i przewodu, ułóż poduszkę na stabilnym podłożu lub oparciu.
2. **Uruchomienie:** Podłącz zasilanie i wybierz tryb masażu oraz ogrzewania.
3. **Masaż:** Oprzyj odpowiednią partię ciała; zakończ najpóźniej po 15 minutach.
4. **Zakończenie:** Wyłącz i odłącz zasilanie; pozwól poduszce ostygnąć.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Czyść po odłączeniu i ostygnięciu – suchą, miękką szmatką lub lekko wilgotną gąbką; woda nie może dostać się do środka.
- Nie owijaj przewodu wokół poduszki; uszkodzony przewód wymienia dostawca.
- Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci, z dala od ostrych przedmiotów.

07 UTYLIZACJA

- Nie wyrzucaj z odpadami domowymi – oddaj do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M90126
Funkcje	masaż, ogrzewanie
Czas sesji max	15 min
Zasilanie	wg tabliczki znamionowej

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl